

2011年3月

お客様各位

AED（自動体外式除細動器）－2100の自主改修に関するお知らせ

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が取り扱っておりますAED－2100につきまして、製造元である日本光電工業株式会社より、AED本体のバッテリー装着部のコネクタに接触不良となる可能性のあることが判明し自主改修を行うとの報告を受けました。

その報告によりますと、接触不良はセルフテスト機能で発見されており、現在まで当該AEDの使用時にこの事象が発生したとの報告はありませんが、予防措置として当該AEDの全出荷台数について自主改修するとのことです。

お客様には多大なご迷惑をおかけ致しますことを深くお詫び申し上げますとともに、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

詳細につきましては、日本光電工業株式会社のホームページをご確認ください。

【日本光電工業株式会社のホームページ】

<http://www.nihonkohden.co.jp/news/pdf/11022501.pdf>

【本件に関する弊社お問い合わせ窓口】

セントラル警備保障株式会社

営業本部 営業統括部

TEL：03-3344-8742